

**Технические требования к комплектам реагентов
для жидкостной цитологии
Один комплект на одну женщину**

№	Наименование реагента	Комплектуемые реагенты	Описание	Кол-во
1	Cytofast Preparation for PAP17ml (образцы для диагностики гинекологических заболеваний) 17 мл.	1. Контейнер с фиксирующей жидкостью	Химический продукт для цитологии, (бесцветный раствор для сохранения проб)	1 шт
		2. Щетка для получения образца	Щетка для взятия цервикального мазка. Только для одноразового использования. Длина щетки 20 см., съемная головка. Верхняя часть щетки состоит из гибких щетинок различной длины, по центру расположен ерщик, который позволяет получить клетки из цервикального канала. После взятия образца, головка щетки снимается во флакон. В индивидуальной упаковке.	1 шт

	3. Предметное стекло	Размер: Толщина: (0,85 ~ 1,15мм), Длина: (75,5 ~ 76,5 мм), Ширина: (25,5 ~ 26,5 мм). В упаковке по 100 штук. Срок годности 3 года.	1 шт
	4. Пипетка Sample Tips		1 шт
	5. Красители: -Harris Hematoxylin -OG-6 -EA-50		1,5 мл. 1,5 мл. 1,5 мл.
	6. Связывающий раствор Cytofast Stiker Solution		1,5 мл.
	7. Cytofast Diluent растворитель		1,5 мл.

Исполнитель Мукушева А.Х. 730640