

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование	Описание
АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ	<p>Оборудование предназначено для автоматической одновременной обработки двух гибких эндоскопов и должно обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, ополаскивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки. Встроенные датчики контроля параметров процесса обработки, включая этапы подготовки дезинфектанта, рабочую температуру, давление в системе. Крышка моечной машины открывается с помощью ножной педали, исключая контакт персонала и эндоскопа с нестерильными поверхностями.</p> <p>Функции: Промывка поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с дополнительной обработкой ультразвуком. Функция орошения каналов эндоскопов спиртом. Программируемое время промывки эндоскопов От 1 до 10 мин. Программируемое время дезинфекции эндоскопов От 0 до 60 мин. Возможность подогрева жидкости От 200С до 300. Функция принудительного слива жидкости. Встроенная проверка на герметичность эндоскопов. Проверка на герметичность: Вьделение воздуха при создании избыточного давления внутри эндоскопа. Орошение спиртом: Автоматическое. Функция идентификации эндоскопов. Функция идентификации персонала. Встроенный принтер, выдающий распечатку результатов обработки. Система фильтрации воды и воздуха. Возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизации с использованием 875 мг картриджей « ACECIDE ». Требования к поступлению воды не менее 17 л/мин, не менее от 0.1 МПа до 0.5 МПа. Емкость моечной ванны не более 12л. Емкость бака для дезинфектанта не более 17,5л. Вес машины (без жидкости и эндоскопов) не более 120 кг. Наличие колес для транспортировки. Габариты: не более 450 (ширина) x 977 (высота) x 755 (глубина) мм.</p> <p>Условия эксплуатации: Температура окружающей среды: 10-40 °C (50-1 ДОТ). Относительная влажность: 30-85%. Атмосферное давление: не менее 700-1060 гПа. Поток поступающей воды: 17 л/мин. или более. Водяное давление: от 0,1 до 0,5 МПа. Температура поступающей воды: до 25°C.</p> <p>Требования к электропитанию: Напряжение: 220 В переменного тока. Частота: 50 Гц. Сила тока на входе - 3,5 А (220 В). Колебания напряжения ±10%.</p> <p>Комплектация.</p> <p>Дезинфицирующее средство для моечной машины: Концентрированная наружусная кислота с буферным</p>

раствором – 1 флакон.

Средство для предстерилизационной очистки – не менее 980 мл. – 1 флакон.
Набор тест полосок для проверки концентрации: Тест-полоски для проверки эффективности раствора наружуссной кислоты – 1 уп (100 шт.).

Воздушный фильтр: Обеззараживает воздух 0,2-микрон. – 1 шт.

Водный фильтр: Обеззараживает воду 0,2-микрон. - 1 шт.

Газовый фильтр: Препятствует проникновению запаха дезинфектанта в помещении.- 1 шт.

Бумага для принтера: Рулоны сделаны из теплочувствительной бумаги. Одна упаковка содержит 10 рулонов.

Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, модель 2016 года.

Обязательное наличие (предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):

Инструкция пользователя на русском и казахском языке

Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.

Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК.

Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК


Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев.

Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибутора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники

Гарантия на оборудование: 2 года на основной прибор, 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию. Доставка, установка, обучение на рабочем месте. Срок поставки: 30 календарных дней.

Главный врач
КГП на ПХВ «Экибастузская
городская больница»

Андосов М.Т.



Сатып алынатын тауарлардын техникалық ерекшелігі

Атауы	Сипаты
Эндоскоптарға арналған автоматты жұғыш машина	<p>Жабдық екі ілгіш эндоскоптарды автоматты түрде бір рет өндсуге арналған және сонғы тазалауды, жоғары деңгейдегі дезинфекцияны, бір циклдегі өндседе эндоскоптарды шао және күргатуды камтамасыз етуі тиіс.</p> <p>Өндседе процесстік параметрлерін бакылау датчиктері дезинфектант дайындығы көзөнін енгізе отырыш, жұмыс температурасын, жүйелегі кысымды бакылайды. Жұғыш машинаның какпағы аяқпен басылатын педальмен ашылады, жұмыскерлермен байланысты және эндоскоптың заарарсыздандыған беттеріне тимей.</p>
Кызметтер:	<p>Кызылдаудың: Косымша ультрадыбыспен өндседе арқылы ағынды сүйкіткішпен эндоскоптың үстін, ішкі каналдарды және клапандарды жуу. Эндоскоп каналдарын спиртпен өндседе. Эндоскоптарды шао уақыты 1 минуттан 10 минутка дейін. Эндоскопты дезинфекциялау уақыты 0 минуттан 6 минутка дейін. Сүйкіткісты жылтыру мүмкіндігі 200 С-дан 300 С-ға дейін. Сүйкіткісты ағызу кызметі. Эндоскоптарды тәзімділікке тексеру.</p> <p>Тәзімділікке тексеру: Эндоскоптың ішінде кысым көл болса ауаны шыгару. Спиртпен сурту: автоматты. Эндоскоп идентификациясы кызметі. Жұмыскерлер идентификациясы кызметі. Өндседе нәтижесін көрсететін принтер. Су мен ауаны фильтрлеу жүйесі. Жоғары деңгейдегі дезинфекциялау мүмкіндігі және « ACECIDE» картриджі 875 мг колдану арқылы зарарсыздандыру. судың келуіне талап 17 л/ минутына, 0,1 МПа –ден 0,5 МПа-га кем емес. Жуу ваннасының сыйымдылығы 12 л көл емес. Дезинфектантка арналған бак сыйымдылығы 17,5 л көл емес. Машина салмағы (сүйкіткісіз және эндоскоптар) 120 кг-нан көл емес. Тасымалдауда арналған дөнгелектердің болуы. Габариттер: 450 (ени) x 977 (білктігі) x 755 (терендігі) мм кем емес.</p>
Пайдалану шарттары:	<p>Коршаган орта температурасы: 10-40 °C (50-1 ДОТ). Дымқылдылығы: 30-85%.</p> <p>Атмосфералы кысымы: 700-1060 гПа кем емес. Келетін су ағыны: 17 л/мин. немесе одан да кел. Сулы кысым: 0,1 -ден 0,5 МПА-га дейін. Келетін су температурасы: 25°C-ға дейін.</p>
Электрмен тұтынуға талаптар:	<p>Кернеу : 220 В . Жийлігі: 50 Гц. Кіретін токтың күші - 3,5 А (220 В). Кернеу ауытқуы ±10%.</p>
Жиынтығы:	<p>Жұғыш машинага арналған дезинфекциялайтын құрал: Концентрирленген налукусты қышқыл буферлі ерітіндімен – 1 флакон.</p>

Зарарсыздандыру алды тазартуға арналған құрал – 980 мл кем емес – 1 флақон.

Концентрацияны тексеруге арналған тест жолактарының жиынтығы : Надусусты қышқыл тиімділігін тексеруге арналған тест жолактар – 1 орама (100дана).

Аудалы фильтр: ауаны зарарсыздандырады, 0,2-микрон. – 1 дана

Сұлы фильтр: Суды зарарсыздандырады 0,2-микрон. – 1 дана

Газды фильтр: Үй-жайда дезинфектант ісінің жайылуына тегел береді – 1 дана

Принтерге арналған қағаз: Рулондар жылу сезгіш қағаздан жасалған. Бір орамада 10 рулон бар.

Жабдық жана болуы тиіс, бұрын ұсталмаған, модель 2016 жылғы.

Міндетті түрде болуы тиіс (тәндерлі өтінімле растанайтын құжаттарды ұсыну):

Колданушының нұсқаулығы орыс және казак тілдерінде

Жұмыс орнында қызметкерлердің оқыту б сағагтан кем емес.

Казakhstan Республикасы денсаулық сактау және әлеуметтік даму Министрлігінің тіркеу күелігінің болуы.

КР ГСИ өлшем құралдары реестріндегі тіркеуде болуы.

КР аумағында атаплан жабдық бойынша авторизацияланған сервистік қызметтің болуы.

Сервистік қызмет көрсету 12 айдан кем емес.

Медициналық техниканың алдеуегі өнім берушісі өндірушінің немесе ресми дистрибьютердің дәрежесі болуы керек, келісім-шарт және сатып альнатын медициналық техниканы таратуға құқығын растанайтын басқа құжаттар болуы тиіс.

Жабдықка кепілдік беру: 2 жыл негізгі қуранға, 6 ай кабель мен сымдарға лайдалануға берілген мезеттен бастап. Жеткізу, орнатуу, оқыту жұмыс орнында. Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн.

Бас дәрігер

M.A.

ШЖҚ «Екібастұз қалалық ауруханасы» КМК

М.Андосов

